



## Hydrolysis Unit E-416 / B-411 ЭКОНОМИЧНОСТЬ И СОВМЕСТИМОСТЬ

Hydrolysis Unit E-416 и B-411 (Установки для гидролиза) гарантируют быстрый и безопасный кислотный гидролиз до 6 образцов одновременно. Установки соответствуют официальным требованиям к определению общего содержания жиров.

### Соответствие стандартам

Выполнение официально принятых стандартов



### Безопасность

Предотвращение выбросов вредных паров в лаборатории



### Простота

Превосходное сочетание гидролиза и последующей экстракции



## E-416 / B-411: Ваши основные преимущества



### Соответствие стандартам

- Соответствие официальным стандартам (например, AOAC, ISO, DIN)
- Воспроизводимость благодаря стандартизации и полному набору необходимых процедур



### Безопасность

- Удобный перенос продуктов гидролиза без контакта с образцом
- Эффективная герметизация предотвращает выбросы вредных паров



### Простота

- Быстрая и эффективная передача тепла образцу при помощи ИК-излучения
- Одновременное выполнение гидролиза, фильтрации и промывки до 6 образцов
- Пробирка рассчитана на использование с приборами E-816 или B-811

## Расширьте возможности вашей лаборатории



Mixer  
B-400  
Измельчение и  
гомогенизация



Extraction Unit  
E-816 SOX & HE  
Специальная экс-  
тракция жиров



Extraction Systems  
B-811 / B-811 LSV  
Универсальная  
экстракция



Vacuum Pump  
V-100  
Экономичный  
источник вакуума

