



NIRMaster™ Pro IP65 FT-NIR с высокой степенью защиты

NIRMaster Pro IP65 – первый в мире специализированный FT-NIR спектрометр с классом защиты IP65. Его гигиеническое исполнение позволяет проводить очистку струей воды. Оборудование полностью отвечает требованиям, предъявляемым к безопасности приборов для контроля качества, используемых в производстве мясных и молочных продуктов.



Надежность

Непрерывная работа в любых рабочих условиях



Наилучшие результаты

Максимальная точность и воспроизводимость

Fat	3.43
Protein	5.05
Total sugar	5.14
Ash	1.43
pH	4.29



Надежность

Гигиеническое исполнение по классу защиты IP65, отличающееся простотой очистки



NIRMaster™ Pro IP65: Ваши основные преимущества



Надежность

- Максимальная точность измерения благодаря защищенному от вибрации поляризационному интерферометру FT
- Постоянный контроль рабочих характеристик через автоматические проверки по внутреннему стандарту
- Безопасность работы благодаря встроенному промышленному компьютеру
- Непрерывная работа благодаря автоматическому переключению на запасную лампу



Наилучшие результаты

- Высокая степень воспроизводимости результатов благодаря технологии поляризации FT-NIR
- Точное измерение нескольких параметров одновременно
- Точные данные за счет высокой точности длины волны, обеспечиваемой встроенным лазером



Надежность

- Сертифицирован в отношении полной защиты от пыли и струй воды (IP65)
- Легкая очистка гигиенического исполнения оборудования
- Совместим со стандартными мониторами и клавиатурами IP65


Расширьте возможности вашей лаборатории



Monitor
IP65
Влагозащищенный
сенсорный экран



NIRAnywhere
Software
Сетевое решение



Quick-start
calibrations
Пищевая и кормовая
промышленность,
мукомольные комби-
наты и хлебозаводы



KjelMaster
K-375
Паровая дистилля-
ция и титрование

